

【庫内行程ランプ】 遠くから色を識別する事ができます。



■ 仕様/寸法

製品名	軟性内視鏡除湿乾燥保管庫	軟性内視鏡除湿乾燥保管庫
型式	DEPO-04	DEPO-08
本体外寸法	1200W×700D×1950H (mm) (最大寸法)	2000W×700D×1950H (mm) (最大寸法)
開口部	870W×1765H (mm)	左扉 820W×1765H (mm) 右扉 820W×1765H (mm)
本体質量	210kg	330kg
材質	ステンレス SUS304 ヘアライン仕上げ	ステンレス SUS304 ヘアライン仕上げ
運転制御	自動専用型マイクロコンピュータ	自動専用型マイクロコンピュータ
定格電源	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz
電源容量/消費電力	20A/1kw	20A / 1.5kw
発熱量/放熱量	877(kcal)/939(kcal)	1290(kcal)/1693(kcal)
使用環境	周囲温度 10～40℃ 相対湿度 30～85%	周囲温度 10℃～40℃ 相対湿度 30～85%

※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。


■ 関連商品

軟性内視鏡洗浄用
SYSTEM SINK

お客様のご要望に応じて
オーダーメイドの
内視鏡システムシンク
を製作しております。



内視鏡保持ホルダー



バスケットを重ねれば
場所もとらず
ラクラク収納。
WD洗浄可能!

製造元

株式会社 アスカメディカル

医療機器製造業許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27BZX00210

■本社工場 〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号
TEL(06)6939-3011(代) FAX(06)6939-3225
■東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階
TEL(03)5820-5662(代) FAX(03)5820-5663
E-mail:askhm@asukamedical.co.jp
URL:http://www.asukamedical.co.jp

直接質問
したい方は
こちらから

アスカメディカル 問い合わせ

検索

お問い合わせ先

2015.06.A.1000

軟性内視鏡を クリーンに安全に 乾燥・保管していますか?

消化器内視鏡ガイドラインを参照して
できた新アイテムです!
洗浄終了時のレベルを維持します。
これが開発コンセプトです。

ハンガーにかけて
いると中から水が
出るんだ…。
本当に乾いて
いるか不安…



NEW

DEPO-04



DEPO-08

低温除湿乾燥で安全に安心乾燥!

軟性内視鏡除湿乾燥保管庫

ASUKAMEDICAL CO.,LTD.