

# 恒温槽システムシンク thermostatic bath system sink

恒温槽システムシンクで手間を省いて時間を有効に。

システムシンクに恒温槽システムをビルトイン。

シンクとしても浸漬槽としても使用できる多機能シンクです。




## ■バスケットごと浸漬できる



バスケットごと、シンクへ出し入れできるので、作業の効率化が図れます。

※バスケットサイズで槽を作成

## ■ 本体サイズや槽内サイズも変更可能



〈槽内サイズ〉

最小 20L (W 500×D220×H200mm)  
最大100L (W1,100×D500×H250mm)

〈必要な設備〉

給水	バルブ止め 20A FL100mm
給湯	バルブ止め 20A FL100mm
排水	50A(VP) FL100mm 立上がり
電源	AC100V 15A 専用供給

## ■ 特長




### 槽内の水温を適切に

槽内は設定した温度に制御され、しっかりと水温を保持します。



### 薬液の環流を適切に

槽内循環により、汚れが落ちやすい状態をつくりだします。



### ボタンひとつで槽内・配管内自動洗浄

作業終了後(薬液交換時)など、ボタンひとつで槽内・配管内をフラッシング!

製造元



株式会社 アスカメディカル

医療機器製造許可証 27BZ200023  
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

本社・工場/〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号 TEL (06) 6939-3011 FAX (06) 6939-3225  
東京支店/〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階 TEL (03) 5820-5662 FAX (03) 5820-5663

<http://www.asukamedical.co.jp>

お問い合わせ先