

軟性内視鏡洗浄用 SYSTEM SINK

Order
Made


Only one
Only for you.

内視鏡を伸ばして洗浄できるシステムシンク

シンク、保護バスケット、**すべてオーダーメイド**です。



全体図



破損のリスクを最小限に！

耐熱性の樹脂加工されたバスケットで、
内視鏡を保護しながら洗浄できます。

WD洗浄
可能！

保護バスケットを重ねれば
コンパクトに収納！



ラクラク収納！

未使用時は重ねてコンパクトに。

保護バスケットに内視鏡操作部をしっかりと固定！



ユニバーサルコード部を保護バスケットのスペースに入れることで、操作部を
しっかりと安定させることができます。


「直接質問したい!」という方はこちらから

アスカメディカル お問い合わせ

検索

担当者から直接お返事させていただきます！

マスコットキャラクター
「アスカメちゃん」



製造元



株式
会社

アスカメディカル

医療機器製造許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

本社・工場/〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号

TEL (06) 6939-3011 FAX (06) 6939-3225

東京支店/〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階 TEL (03) 5820-5662 FAX (03) 5820-5663

askhm@asukamedical.co.jp http://www.asukamedical.co.jp

お問い合わせ先