

特許出願中

進化する時代より 「変化」する時代だ

It's a changing era






時代の変化が創った
ALL IN ONE 乾燥器

Air Force

エアフォース ASK-1200DH

NEED IN THIS





ALL IN ONE



鋼製小物

適切な**温度管理**と圧倒的な**風力**で

短時間での乾燥を可能に!



温度と時間を
任意設定。

DIN規格
バスケット対応



メリット

最大15枚以上処理可能

どっちも乾燥
できたら
絶対ラクね!




ロボット用インストゥルメント専用の

ロボット支援 手術用器材

メリット

バスケットに1本設置可能

乾燥モード搭載!




器械内にバスケット
4個設置可能

エンドスコープ
最大**4本** 処理可能

メリット


バスケットに
インストゥルメント4本設置可能



器械内にバスケット4個設置可能



バスケットのジャックと
器械内のジャックを装着



装着カンタン!
内部への直接送風で
滅菌不良解消!

同時に**16本**まで
乾燥可能に!

●仕様・寸法

製品名	Air Force エアフォース	付属品	アダプター(内腔用)×2本 バスケット(内腔用)×2個 棚板(Lアングル付き)×5式		
型式	ASK-1200DH	オプション品	棚板(Lアングル付き) ステンレスバスケット アダプター(内腔用) バスケット(内腔用)		
本体寸法	W1,200×D760×H1,895 mm				
庫内寸法	W890×D690×H1,020 mm	電源	AC100V 15A 消費電力 1.45kw 放熱量 618kcal		
本体質量	290kg				
材質	外装:ステンレスSUS304ヘアライン仕上げ 表示部:ダイノックシート仕上げ 庫内:鏡面仕上げ#400	発熱量	1,247kcal	放熱量	618kcal
		使用環境	周囲温度20~40℃ 相対湿度30~85%		

※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。



マスコット
キャラクター
「アスカメちゃん」

「直接質問したい!」という方は、こちらから

アスカメディカル お問い合わせ

検索

自社展示会も
Webにて開催中!



Follow me /



製造元

株式会社 アスカメディカル

医療機器製造許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27BZX00210

本社・工場/〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号 TEL (06) 6939-3011 FAX (06) 6939-3225
東京支店/〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階 TEL (03) 5820-5662 FAX (03) 5820-5663
福岡営業所/〒812-0004 福岡市博多区榎田1丁目8-28 ツインスクエア3号 TEL (092) 292-7971 FAX (092) 292-7972

askhm@asukamedical.co.jp https://asukamedical.co.jp

お問い合わせ先