

結果コレでした。

僕たちだけでは実現できなかったカタチ

チューブ も入れられる

低温乾燥器 に仕上げました。



プロスパー ASK-1200FT

Feature.1

DINバスケット

15 枚以上

Feature.2

スライド棚

3段 ▶ 5段

※1200V ※1200FT

Feature.3

庫内寸法

約 1.5 倍

※当社 1200V と比較

本体外寸
変わらず

お客様の声をすべて解決してできました!

カートリッジが
持ちにくい
んだけど...




Before




\\ T字からL字に変更 /

手持ちの形状を変更。持ちやすくなり効率アップ。

スライド段を3段から
\\ 5段に変更 /



Before



運用例



文字とボタンが
小さくて
見づらい...




Before


\\ タッチパネルに変更 /



専用バスケット仕様から
\\ DINバスケット仕様に変更 /




Before



運用に幅が
できました!

可変棚で
収納力アップ!

追加オプションで
\\ 最大7枚棚板を /
増やせます



仕様・寸法

製品名	プロスパー ASK-1200FT
本体外寸法	1200W×800D×1895H(mm)
付属カートリッジ数 (本体には最大3個装着)	蛇管用 3個 チューブ用 3個
バッグノズル	5個
マスク用フック	5個
乾燥方式	加温乾燥方式
電源	AC100V 20A

製造元

医療機器製造許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210



株式会社 **アスカメディカル**

本社・工場 / 〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号
TEL (06) 6939-3011 FAX (06) 6939-3225

東京支店 / 〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階
TEL (03) 5820-5662 FAX (03) 5820-5663

福岡営業所 / 〒812-0004 福岡市博多区榎田1丁目8-28 ツインスクエア3号
TEL (092) 292-7971 FAX (092) 292-7972

askhm@asukamedical.co.jp <https://asukamedical.co.jp>



マスコット
キャラクター
「アスカメちゃん」

「直接質問したい!」という方は、こちらから

アスカメディカル お問い合わせ

検索

自社展示会も

Webにて開催中!



Follow me

