

システム乾燥器

SD-410

SD-410P(パススルータイプ)


特長1

100Vの電源で 設置可能

200Vへの電気工事不要!!

特長2

DIN規格 バスケット対応



棚板1枚につき、DINバスケット2枚設置可能。付属の棚板3枚を設置すれば、DINバスケット6枚設置可能。

棚板をオプションで備えて頂ければ、最大で20枚のDINバスケットを収納可能。

特長3

希望温度や 時間に設定可能

デジタル温度調節器とダイヤル式のタイマー設定方式で簡単設定。



仕様・寸法

製品名	システム乾燥器	
型式	SD-410	SD-410P
ドアタイプ	シングルドア	パススルータイプ
本体寸法	W720×D710×H1,800mm	W720×D720×H1,800mm
庫内寸法	W590×D575×H1,030mm	
本体質量	130kg	140kg
標準付属品	棚板×3	
定格電源	単相100V 15A	
消費電力	910W	
使用環境	周囲温度20～40℃ 相対湿度30～85%	



株式会社

アスカメディカル

TEL (06) 6939-3011 (代)

E-mail: askhm@asukamedical.co.jp

直接質問
したい方は
こちらから

アスカメディカル 問い合わせ

検索

注) ー温度が生じるため、熱に弱いものは入れないでください。

※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。