

Air Force

多機能型乾燥器

オプション品

■インストゥルメント専用バスケット



■内腔用バスケット



【特許取得済】特許第7321593号・特許第7104272号



大きく
見やすい

運転モード
選択可能

タイマー
設定可能

温度
設定可能

※タイマーは最大99時間59分となります。
※温度は任意設定可能。
100Vタイプは最大80℃、200Vタイプは最大85℃となります。



目の前で実物のデモを見ているかのように、
動画でわかりやすく説明しています。



スマホで
CHECK



仕様・寸法

製 品 名	Air Force エアフォース			
型 式	ASK-1200DHS	ASK-1200DH	ASK-1200DHS2	ASK-1200DH2
ド ア タ イ プ	シングルドア	ダブルドア	シングルドア	ダブルドア
本 体 寸 法	W1,200×D760×H1,900mm			
庫 内 寸 法	W815×D705×H1,025mm			
本 体 質 量	280kg	300kg	300kg	310kg
標 準 付 属 品	インストゥルメント専用バスケット×2 棚板(Lアングル付)×5			
定 格 電 源	単相100V 15A		三相200V 20A	
消 費 電 力	1,010 W		1,540 W	
使 用 環 境	周囲温度20～40℃ 相対湿度30～85%			

※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。



「直接質問したい!」という方は、こちらから

アスカメディカル お問い合わせ

検索

自社展示会も
Webにて開催中!



Follow me



製造元



株式会社 アスカメディカル

医療機器製造許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

本社・工場/〒536-0008 大阪市城東区関目2-12-10 TEL (06) 6939-3011 FAX (06) 6939-3225
東京支店/〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階 TEL (03) 5820-5662 FAX (03) 5820-5663
福岡営業所/〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア3号 TEL (092) 292-7971 FAX (092) 292-7972

askhm@asukamedical.co.jp https://asukamedical.co.jp

お問い合わせ先

Air Force

多機能型乾燥器

エアフォース

Feature.1




15 DIN バスケット
枚以上 処理可能

Feature.2



最大 **16** 手術支援ロボット
本 処理可能
※標準 8 本処理可能

Feature.3



5 エンドスコープ
本以上 処理可能

一度に
乾燥！

Feature.4

運用に合わせて
選べる
4 タイプ

100V シングル・ダブル
200V シングル・ダブル



正面



背面



Point

運転中は照明ON



Point


マイクロ器材、カメラ、
動力器械を入れ乾燥可能！

時代の変化が創った

MIX 乾燥器


01

バスケットにインストゥルメントを
セット可能




02

乾燥器内にバスケットを4個セッティング



03

バスケットをスライドさせてセット



簡単
セッティング

内部への直接送風で
滅菌不良解消！

同時

16 本まで 処理可能