

システム乾燥器

SD-410

SD-410P(パススルータイプ)

特長1

100Vの電源で
設置可能

200Vへの電気工事不要!!

特長2

DIN規格
バスケット対応



棚板1枚につき、DINバスケット
2枚設置可能。付属の棚板3枚を設
置すれば、DINバスケット6枚設置
可能。

棚板をオプションで備えて頂け
れば、最大で20枚のDINバスケット
を収納可能。

特長3

希望温度や
時間に設定可能

デジタル温度調節器とダイヤル
式のタイマー設定方式で簡単設
定。



仕様・寸法

製品名	システム乾燥器	
型 式	SD-410	SD-410P
ド ア タイ プ	シングルドア	パススルータイプ
本 体 寸 法	W720×D710×H1,800mm	W720×D720×H1,800mm
庫 内 寸 法	W590×D575×H1,030mm	
本 体 質 量	130kg	140kg
標 準 付 属 品	棚板×3	
定 格 電 源	単相100V 15A	
消 費 電 力	910W	
使 用 環 境	周囲温度20～40℃ 相対湿度30～85%	



株式
会社

アスカメディカル

TEL (06) 6939-3011 (代)

E-mail: askhm@asukamedical.co.jp

直接質問
したい方は
こちらから

アスカメディカル 問い合わせ

検 索

注) ー温度が生じるため、熱に弱いものは入れないでください。

※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。