


“乾いている”という“安心”を
キチンと乾燥。キチンと保管。

軟性内視鏡乾燥保管庫



Airy エアリー
ASK-900F

内視鏡を乾燥・保管！



ひと目で
わかる！

タッチパネル画面が
工程色と連動して点灯・消灯

■ 待機 (消灯) ■ 完了 (青:点灯) ■ 乾燥 (黄:点灯)

Feature.1

ワンタッチで
乾燥スタート！

Feature.2

HEPA
フィルター装備

完了後も清浄管理

Feature.3

専用バスケット

6個 セット
可能！

スライド式で
出し入れ
簡単！

軟性内視鏡乾燥保管庫

▼ メイン画面




ひと目でわかる!

▼ タイマー設定



1分～
99時間59分
減算表示

▼ 乾燥画面



▼ 完了画面



仕様・寸法

製品名	軟性内視鏡乾燥保管庫 Airy (エアリー)
型式	ASK-900F
本体外寸	W900×D700×H2,000mm
標準付属品	専用バスケット×6 専用アタッチメント×6
定格電源	単相 100V 15A
フィルター	HEPAフィルター 防塵フィルター
使用環境	周囲温度20～40℃ 相対湿度30～85%



※画面はモデル機のものとなります。予告なく変更されることがあります。 ※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。



マスコット
キャラクター
「アスカメちゃん」

「直接質問したい!」という方は、こちらから

アスカメディカル お問い合わせ

検索

自社展示会も

Webにて開催中!



Follow me /



製造元

株式会社 アスカメディカル

医療機器製造許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

本社・工場/〒536-0008 大阪市城東区関目2-12-10

TEL (06) 6939-3011 FAX (06) 6939-3225

東京支店/〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階 TEL (03) 5820-5662 FAX (03) 5820-5663

福岡営業所/〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア3号 TEL (092) 292-7971 FAX (092) 292-7972

askhm@asukamedical.co.jp <https://asukamedical.co.jp>

お問い合わせ先